

Mini-handleiding

Protac Ball Blanket™ & Protac Special Blanket™

Algemeen

De Protac Ball Blanket en Protac Special Blanket helpen bij het verbeteren van het lichaamsgevoel en geven een gevoel van veiligheid en geborgenheid, wat helpt bij het sneller inslapen en beter doorslapen.

De Protac Blankets zijn ontwikkeld om mensen te helpen die last hebben van verschillende aandoeningen. Kinderen, jongeren en oudere mensen kunnen baat hebben bij dit product.

Hoe te gebruiken/aan te bieden?

De Protac Blankets worden bij het slapen op dezelfde manier gebruikt als een gewoon dekbed en kan gedurende de gehele nacht worden gebruikt. De deken dienen te worden gebruikt als vervanging van uw huidige dekbed. Wij adviseren om gebruik te maken van een dekbedovertrek.

Wij adviseren tevens om eerst op een stoel of bank te gaan zitten met de deken over u heen, zodat u het gewicht van de ballen voelt. Laat kinderen eerst met de deken spelen of over de benen leggen.

In het geval van kou kan er een extra dekbed of fleecedeken **BOVENOP** de Protac Blanket aangeboden worden. Een extra deken onder de ballendeken vermindert het effect van de ballen. In geval van warmte adviseren wij om de ruimte goed te ventileren of om de deken tijdelijk niet te gebruiken.

Welk deken past bij u/uw cliënt?

Welke deken past bij de gebruiker van de deken, is afhankelijk van de prikkelverwerking. Iedereen is hierin anders en wij helpen u graag bij het maken van de keuze.

Let op! Als de gebruiker niet goed kan aangeven hoe het voelt, observeer hoe de gebruiker erop reageert. Kijk hierbij naar mimiek, lichaamshouding, afgooien van het product, verzet en/of verstarring.

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op via onderstaande gegevens.

Per telefoon: 033-4320044

Per e-mail: info@sarkow.nl