

Wasvoorschriften Protac Special Blanket™

- * De Protac Special Blanket of granulaatdeken is wasbaar op max. 60°C.
- * De deken moet in tweeën gedeeld worden en de delen moeten afzonderlijk van elkaar gewassen worden.
- * De wasmachine moet een minimale capaciteit van 7 kg. hebben.
- * Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddelen.
- * Centrifugeren met lage snelheid.
- * De deken mag niet in de droger.

Wasvoorschriften Protac Ball Blanket®

- * De Protac Ball Blanket is wasbaar op max. 60°C.
- * De wasmachine moet een minimale capaciteit van 16 kg. hebben.
- * Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddelen.
- * Centrifugeren met lage snelheid.
- * De deken mag niet in de droger.

Wasvoorschriften Protac Ball Blanket® Flexibel

- * De Protac Ball Blanket Flexibel is wasbaar op max. 60°C.
- * De wasmachine moet een minimale capaciteit van 6 kg. hebben.
- * Verwijder de zakken uit de hoes. Was de afzonderlijke delen apart.
- * Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddelen.
- * Centrifugeren met lage snelheid.
- * De deken mag niet in de droger.

Wasvoorschriften Protac Ball Blanket® Calm

- * De Protac Ball Blanket Flexibel is wasbaar op max. 60°C.
- * De deken moet in tweeën gedeeld worden en de delen moeten afzonderlijk van elkaar gewassen worden.
- * De wasmachine moet een minimale capaciteit van 8 kg. hebben.
- * Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddelen.
- * Centrifugeren met lage snelheid.
- * De deken mag niet in de droger.